

defibtech 

Hjertestarter

67 02 43 00

www.mediqnorge.no



HOL BRANN-SERVICE

BRANN OG SIKKERHETSUTSTYR

Tuftebruvegen 19, 3580 Gello, Mob.: 901 58 693,
post@holbrannservice.no www.holbrannservice.no



LIFE LINE

Livreddende Teknologi Innen Rekkevidde



LIFELINE AED halvautomatisk defibrillator

Defibtech har utviklet en ny, revolusjonerende halvautomatisk hjertestarter fra bunnen av.

Teknologien er så avansert at den omfatter alle kritiske faktorer som er nødvendig for å gi den mest avanserte behandlingsformen for en akutt hjertestans. Allikevel er den så enkel å bruke at også personer uten medisinsk bakgrunn eller kunnskap, effektivt kan bidra til å redde liv.

LifeLine AED er utviklet av erfarne ingeniørteam i USA, og omfatter den beste prosesseringsteknikk og en meget avansert EKG-analyse. Dette gjør at enheten oppfyller alle krav som stilles til en moderne defibrillator. Algoritmene er laget for å følge de anbefalingene som er gitt av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), og brukeren kan derfor være sikker på at riktig behandling blir gitt av enheten.

LifeLine AED defibrillatoren bruker avansert bifasisk teknologi som måler motstanden i kroppen, og vil automatisk tilpasse energien og varigheten på støtet. Batteriet har hele 7 års holdbarhet, og maskinen beskytter godt mot fukt, vann og støv.

Oppdateringer av algoritmer og software gjøres enkelt, enten av deg eller din leverandør, med en LifeLine minnebrikke som settes inn i maskinen.

Økonomisk er LifeLine sannsynligvis den mest prisgunstige AED enheten på markedet i dag med de kraftige spesifikasjonene denne maskinen er satt opp med. Rimelig forbruksmateriell og tilleggsutstyr gjør også dette til et godt kjøp.

LifeLine AED vil være et meget godt valg for alle som ønsker en kraftig og robust enhet, som vil gi deg og dine en god sikkerhet ved uventet hjertestans.

Tekniske spesifikasjoner *

Defibrillator

TYPE Ekstern halvautomatisk defibrillator	STEMMEKOMMANDOER Omfattende stemmekommandoer som veileder operatøren i bruk av enheten
MODELL DDU-100A,DDU-100E	KNAPPER – Belyst On/Off knapp – Belyst sjokk knapp
BØLGEFORM Bifasisk, trunkert, eksponentiell (Impedansekompensert)	INDIKATORER – “Sjekk elektroder” – “Ikke berør pasienten” – “Analyserer” – AEDstatusLED
ENERGI 150-Joule i en impedans på 50 ohm	
LADETID (ny,25°C) Mindre enn < 6 sekunder (DBP-2800 batteripakke)	

Pasientanalyse system

PASIENTANALYSE Vurderer automatisk pasient-impedans for riktig elektrode-kontakt. Monitorerer signalkvalitet og analyserer pasient EKG for sjokkbare/ikke sjokkbare rytmer	SENSITIVITET / SPESIFIKASJON Møter AAMI-DF-39 spesifikasjonen og er satt opp etter NRR anbefalinger
---	--

Batteripakken

MODELL DBP-2800	
POWER 15V, 2800mAh	TYPE – Lithium / Manganese / Dioxide – Engangs, resirkulerbart, ikke oppladbart
KAPASITET (ny,25°C) – 300 sjokk eller 16timer kontinuerlig bruk	
STANDBYTID, typisk – 7år	VARSEL FOR LAVT BATTERI – Synlig med lysvarsel – Lydvarsel med stemme

Selvtester

AUTOMATISK Automatisk, daglig, ukentlig og månedlig kretstester	BRUKERINITIERT Test av AED enheten og batteriet kan også initieres av brukeren
BATTERI Helhetstest på systemet når batteriet settes inn i enhet	STATUSINDIKASJON Synlige og hørbare indikasjoner på AED enhetens status
ELEKTRODETILKOBLING Tilkoblingen testes daglig	

*Spesifikasjonene kan endres uten varsel

Defibrilleringss- / monitoreringspads

MODELL Voksen-DDP-100 Barn/baby-DDP-200P	STØRRELSE 103cm ² (nominell, en elektrode) 50cm ² (nominell, en elektrode)
TYPE Ferdig tilkoblede pads til engangsbruk ikke-polariserte, selvklebende elektroder med kabel og kontakt	ELEKTRODEPLASSERING Voksen-anterior/anterior Barn/baby-anterior/posterior
	KABELLENGDE (typisk) 122 cm (48 inches)

Hendelsesdokumentering

INTERN HENDESELOGG Kritiske EKG segmenter og hendelsesparametre blir registrert og kan lastes ned til en minnebrikke i AED enheten	FLYTTBAR LAGRING AV DATA (valgfritt) Opp til 12 timer med EKG og hendelsesdata-lagring (ingen audio) eller opp til 1:40 av audio, EKG og hendelselagring (audiovalgfritt) på en minnebrikke. Lengden på lagringen er avhengig av den type minnebrikke som velges
PC-BASERT HENDESESGJENNOMGANG EKG med hendelsesmerket display, og audio playback når tilgjengelig	

Miljø

TEMPERATUR I BRUK: 0 til 50°C (32 til 122°F) Standby (med batteri installert): 0 til 50°C (32 til 122°F)	SLAG / FALL / STØT TOLERANSE MIL-STD-810F516.5 Prosedyre IV (1meter, på hvert hjørne, kant, eller flate i standbymodus)
RELATIV LUFTFUKTIGHET I bruk / Standby: 5%–95% (ikke kondenserende)	MOTSTAND MOT STØV / VANN IEC60529 - IP54; Sprutsikker Støv beskyttet (Batteri pakken installert)
HØYDE -150 til 4500 m (500 til 15,000ft) MIL-STD-810F500.4 Prosedyre II	ESD EN61000-4-2:1998, (friluft opp til 8kV eller direkte kontakt opp til 6kV)
VIBRASJON Bakke (MIL-STD-810F514.5 Kategori 20)	EMC(Emisjon) EN60601-1-2limits(1993), metode EN55011: 1998 Gruppe 1 Nivå B
Helikopter(RTCA/DO-160D, Seksjon 8.8.2, KatR ,Sone 2 Kurve G)	EMC(Immunitet) EN60601-1-2limits(1993), metode EN61000-4-3:1998 nivå 3(10V/m)
Jetfly (RTCA/DO-160D, Seksjon 8, Kat H, Sone2 Kurver B&R)	

Mål / vekt

STØRRELSE 22x30x7cm (8.5x11.8x2.7 inches)	VEKT Med batteri DBP-2800: 2.0kg. (4.4lbs)
---	---

HOLBRANN-SERVICE
BRANN OG SIKKERHETSUTSTYR

Tuftebruvegen 19, 3580 Geilo, Mob.: 901 58 693,
post@holbrannservice.no www.holbrannservice.no

Defibtech, LLC • Guilford, CT 06437 • 203-453-4507
1-866-DEFIB-4-U (1-866-333-4248) • www.defibtech.com

MEDECO AS • tel.: +47 67 02 43 00 • www.hjertestart.no
Dyrskuveien 13, NO- 2041 Kløfta, Norway



DAC-700Rev. C

HJERTESTARTER

VARENr.	VARETEKST
703608	Lifeline hjertestarter, 7 års batteri, komplett pakke
703610	Batteri pakke, med 9V Lithium - 7 år - 300 støt - 16 timer bruk
703611	Defibrillator elektrodesett Voksen (1 sett)
703612	Defibrillator elektrodesett Barn (1 sett)
703616	Datalagringskort medium, DDC, AE= Audio



TILBEHØR HJERTESTARTER

VARENr.	VARETEKST
704195	Lifeline bæreveske
704196	Lifeline bæreveske treningsmaskin
703623	Veggfeste brakett, passer med eller uten bæreveske
703624	Veggmontert skap med alarm
703615	USB DDC Kortleser til PC
703150	Startkit - utstyr til gjenoppliving
742438	Pocket Breezer Lifeguard, Munn til munn maske med plast etui.



TRENINGsutSTYR HJERTESTARTER

VARENr.	VARETEKST
703609	Treningsdefibrillator med oppladbart treningsbatteri, komplett pk.
703613	Voksen treningselektrode med kabel. OBS! kun til trening
703614	Voksen treningselektroder, 5 pk uten kabel. OBS! kun til trening
703617	Oppladbart trenings batteri (lader er ikke inkludert)
703618	Treningsbatterilader EU
703619	Treningssoftware kort
703620	Treningsfjernkontroll inkludert batterier



OPPLÆRINGSPRODUKTER

VARENr.	VARETEKST
703570	Simulaids Brad™ voksen HLR dukke
703571	Lunger til treningsdukke Simulaids Brad
703572	Ansiktsstykke (munn/nese) til treningsdukke Simulaids Brad
703569	Hygieneduker til Manikin treningsdukker 100stk/rull
743431	Antiback våtserviett etanolbasert 70%
702413	Undervisningsbok NGF - Norsk gr. kurs i førstehjelp
743237	Undervisningsbok DHLR - Norsk gr. kurs i halvaut. hjertestarter



Bestille varer:

Telefon 67 02 43 00
Faks 67 02 44 00
kundeservice@mediqnorge.no
www.mediqnorge.no

Adresse:

Mediq Norge AS
Dyrskuevn. 13
P.B. 113, NO-2041 Kløfta
Norge

ISO sertifisert:

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004